


Anticorpo Monoclonale Anti-Caspase-1 Per Wb, Elisa - P29466

Numero articolo: CM0008295



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la Caspase-1 umana (ICE, p45), validato per Western blot e ELISA. Mirata alla caspasi infiammatoria coinvolta nella maturazione di IL-1 β /IL-18 e nella piroptosi. Adatta per la ricerca in immunologia e morte cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Caspase-1 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	ICE; P45; IL1BC
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	834
Gene ID	834
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 120-297 della Caspase-1 umana (NP_150634.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P29466
Peso Proteico	45kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio