

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Caspase-1 Per Wb, Elisa - P29452

Numero articolo: CM0005974

introduzione

mAb Coniglio Caspase-1 (P29452) validato per WB, ELISA nel topo. Anticorpo ricombinante che targeting degli aminoacidi 119-296. Essenziale per lo studio delle risposte infiammatorie e delle vie della piroptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Coniglio Caspase-1
Note/Alias	ICE; IL1bc
Specie	Topo
GeneID (Umano)	834
GeneID	12362
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 119-296 del CASP1 di topo (NP_033937.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P29452
Peso Proteico	46 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio