

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Caspasi-1 Per Wb Ed Elisa - P29452

Numero articolo: CM0021772

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la Caspasi-1 murina (ICE). Validato per Western blot ed ELISA. Rileva una proteina di circa 46 kDa altamente espressa nella milza e nei polmoni. Adatto per la ricerca sull'infiammazione e sulla piroptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-Caspasi-1
Note/alias	ICE; I11bc; CASP1
Specie	Topo
GeneID (umano)	834
GeneID	12362
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 200-300 della CASP1 murina (NP_033937.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	P29452
Peso della proteina	46 kDa
Spedizione	Sacca refrigerante