


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Caspasi-1 Per Wb, If-P, Elisa - P29466

Numero articolo: CM0022083



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Caspasi-1 (ICE, IL1BC) umana. Convalidato per WB, IF-P, ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Adatto per ricerche su infiammazione, piroptosi e processazione dell'IL-1 β .

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Caspasi-1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	ICE; P45; IL1BC
Specie	Umana
GeneID (Umana)	834
GeneID	834
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 120-297 della Caspasi-1 umana (NP_150634.1)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P29466
Peso proteico	45kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio