


Anticorpo Policlonale Anti-Caspase-1 Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - P29466

Numero articolo: CM0016000



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega alla Caspase-1 umana, validato per WB, IF/ICC ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sulle vie dell'infiammazione e della piroptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Caspase-1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ICE; P45; IL1BC; Caspase-1
Specie	Umano
Gene ID	834
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 201-300 della Caspase 1 umana (NP_150634.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P29466
Peso proteico	45kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio