

Anticorpo Monoclonale Anti-Caspasi-14 Per Wb, Elisa - P31944

Numero articolo: CM0004814

introduzione

Validato per Western blot e ELISA, questo anticorpo monoclonale di coniglio contro Caspasi-14 riconosce bersagli umani, murini e di ratto, e supporta la ricerca sulla differenziazione epidermica, la cornificazione e la funzione dei cheratinociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Caspasi-14 Rabbit mAb
Annotazioni / Alias	ARCI12; Caspasi-14
Specie	Umana
GeneID (umano)	23581
GeneID	23581
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-200 della Caspasi-14 umana (P31944).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P31944
Peso proteico	28kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio