

Anticorpo Policlonale Anti-Caspasi-14 Per Wb, Elisa - P31944

Numero articolo: CM0027597

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-Caspasi-14 validato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Ideale per studi sulla differenziazione epidermica e l'apoptosi dei cheratinociti. Peso proteico di 28kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Caspasi-14 Rabbit pAb
Note/Alias	ARCI12; Caspasi-14
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	23581
ID gene	23581
Immunogeno	Proteina ricombinante; proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-242 della Caspasi-14 umana (NP_036246.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P31944
Peso proteico	28kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio