


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Caspase-2 Per Wb E Elisa - P42575

Numero articolo: CM0028584



introduzione

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Caspase-2 convalidato per applicazioni Western blot (WB) ed ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto e rileva la proteina caspase-2 da 51 kDa. Adatto per la ricerca sull'apoptosi e sulla via PIDDosoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Caspase-2 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	ICH1; NEDD2; CASP-2; NEDD-2; PPP1R57; Caspase-2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	835
Gene ID	835
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 153-452 della Caspase-2 umana (NP_116764.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P42575
Peso Proteico	51kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio