


Anticorpo Monoclonale Anti-Caspase-3 Per Wb, Elisa - P42574

Numero articolo: CM0003942



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio convalidato KO che targeting Caspase-3, una caspase esecutrice chiave nell'apoptosi. Adatto per Western blot e ELISA in campioni umani e murini. Ideale per la ricerca sull'apoptosi e sulla morte cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[KO Validated] Caspase-3 Rabbit mAb
Note/Alias	CPP32; SCA-1; CPP32B; -3
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	836
Gene ID	836
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-175 della Caspase-3 umana (P42574)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse
SWISS	P42574
Peso Proteico	32kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio