


Anticorpo Monoclonale Anti-Caspasi-3 Per Wb, Elisa - P42574

Numero articolo: CM0003752



introduzione

Anticorpo monoclonale murino anti-caspasi-3 validato per WB ed ELISA, specifico per la caspasi-3 umana e murina. Ideale per l'analisi della via apoptotica, il rilevamento della caspasi-3 clivata e la ricerca sulla morte cellulare programmata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Murino Anti-Caspasi-3
Note/Alias	CPP32; SCA-1; CPP32B; Caspasi-3
ID Gene (Umano)	836
ID Gene	836
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 55-160 della Caspasi-3 umana (P42574).
Sorgente	Topo
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P42574
Peso Proteico	32kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio