


Anticorpo Policlonale Anti-Caspasi-3 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P42574

Numero articolo: CM0024244



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Caspasi-3 umana, adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studi sull'apoptosi e sulle caspasi effettrici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Caspasi-3 Anticorpo pAb di coniglio
Note/Alias	CPP32; SCA-1; CPP32B; -3
Specie	Umana
GeneID (Umano)	836
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 55-160 della Caspasi-3 umana (NP_004337.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P42574
Peso Proteico	32kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio