


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Caspasi-3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P42574

Numero articolo: CM0003138



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia la Caspasi-3 umana (SWISS P42574) per la ricerca sull'apoptosi. Validato per WB, IHC-P, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Rileva una banda di 32kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb di coniglio anti-Caspasi-3
Note/Alias	CPP32; SCA-1; CPP32B
Specie	Umana
Gene ID	836 (Umana)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 176-277 della Caspasi-3 umana (NP_004337.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P42574
Peso proteico	32kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio