


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Caspasi-3 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P42574

Numero articolo: CM0017609



introduzione

CamelBio offre un anticorpo policlonale di coniglio anti-Caspasi-3 (CPP32, SCA-1) per la ricerca sull'apoptosi. Validato in WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con specie umana, murina e ratto. Strumento essenziale per lo studio della morte cellulare programmata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Caspasi-3 pAb di coniglio
Note/alias	CPP32; SCA-1; CPP32B; Caspasi-3
Specie	Uomo
GeneID	836
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 6-105 della Caspasi-3 umana (NP_004337.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P42574
Peso della proteina	32 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante