


Anticorpo Policlonale Anti-Caspasi-4 Da Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - P49662

Numero articolo: CM0024530



introduzione

Anticorpo Policlonale da Coniglio Caspasi-4 (TX, Mih1, ICH-2) validato per WB, IHC-P, ELISA nell'uomo. Bersaglia la caspasi infiammatoria coinvolta nella piroptosi mediata dall'inflammasoma non canonico e nell'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo Policlonale da Coniglio Caspasi-4
Note/Alias	TX, Mih1, ICH-2, Mih1/TX, ICEREL-II, ICE(rel)II, Caspasi-4
Specie	Umano
ID Gene	837
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 81-270 della Caspasi-4 umana (NP_001216.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P49662
Peso Proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio