


Anticorpo Monoclonale Anti-Caspasi-6 Per Wb, Elisa - P55212

Numero articolo: CM0005434



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Caspasi-6 di alta qualità, validato per WB ed ELISA. Rileva la caspasi-6 umana, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sull'apoptosi, la neurobiologia e l'immunità innata. - P55212.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Caspasi-6
Note/Alias	MCH2; CSP-6; caspase-6; Caspase-6
Specie	Umano
GeneID (Umano)	839
GeneID	839
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide sintetizzato derivato dalla Caspasi-6 umana.
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P55212
Peso Proteico	33kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio