

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Caspase-6 Per Wb, If/Icc, Elisa - P55212

Numero articolo: CM0002635

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-Caspase-6 convalidato per WB, IF/ICC, ELISA. Rileva la caspasi-6 umana e murina (33 kDa), una proteasi che media l'apoptosi, la PANoptosi e la difesa antivirale. Materiale primo per IVD per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Caspase-6 Rabbit mAb
Note/Alias	MCH2; CSP-6; caspase-6; Caspase-6
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	839
Gene ID	839
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 100-200 della Caspase-6 umana (P55212).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse
SWISS	P55212
Peso Proteico	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio