


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Caspasi-6 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P55212

Numero articolo: CM0007475



introduzione

L'anticorpo monoclonale di coniglio anti-Caspasi-6 per WB, IHC-P ed ELISA rileva una proteina di 33 kDa in specie umana, murina e ratto. Indicato per applicazioni di ricerca sull'apoptosi e sulla virologia, inclusi gli studi sulla PANoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-Caspasi-6
Note/Alias	MCH2; CSP-6; caspasi-6; Caspasi-6
Specie	Uomo
GeneID (umano)	839
GeneID	839
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 150-250 della Caspasi-6 umana (P55212).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P55212
Peso della proteina	33 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante