


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Caspase-6 Per Wb - P55212

Numero articolo: CM0002744



introduzione

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Caspase-6 validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano e ratto. Ideale per ricerche sull'apoptosi, morte cellulare e neurodegenerazione. - P55212

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Caspase-6 Coniglio mAb
Note/Alias	MCH2; CSP-6; caspase-6; Caspase-6
Specie	Umano
GeneID (umano)	839
GeneID	839
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 45-162 della Caspase-6 umana (P55212).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Ratto
SWISS	P55212
Peso Proteico	33 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio