


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Caspasi-6 Per Wb, Elisa - P55212

Numero articolo: CM0020029



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Caspasi-6 umana (SWISS P55212). Validato per WB ed ELISA con reattività crociata verso uomo e topo. Essenziale per la ricerca sull'apoptosi, sulla degenerazione assonale e sull'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	Caspasi-6 Rabbit pAb
Note/alias	MCH2, CSP-6, caspasi-6, Caspase-6
Specie	Uomo
GenelD (umano)	839
ID del gene	839
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 194-293 della Caspasi-6 umana (NP_001217.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	P55212
Peso della proteina	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio