


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Caspasi-7 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P55210

Numero articolo: CM0016625



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-Caspasi-7 validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce crociatamente con campioni umani, murini e di ratto. Specifico per la proteina Caspasi-7 umana, per la ricerca sull'apoptosi e sulla morte cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Caspasi-7 pAb di coniglio
Note/alias	MCH3; CMH-1; LICE2; CASP-7; ICE-LAP3; Caspasi-7
Specie	Uomo
ID gene (umano)	840
ID gene	840
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 150-250 della Caspasi-7 umana (NP_001218.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P55210
Peso della proteina	34 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante