

Anticorpo Monoclonale Anti-Caspasi-8 Da Coniglio Per Wb, Ip, If/Icc, Elisa - O89110

Numero articolo: CM0009034

introduzione

Anticorpo monoclonale anti-Caspasi-8 da coniglio per topo, validato in WB, IP, IF/ICC ed ELISA. Mira all'iniziatore chiave dell'apoptosi (UniProt O89110) per la ricerca sulla morte cellulare e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Caspasi-8 mAb da Coniglio
Note/Alias	MACH; Mch5; FLICE; CASP-8; Caspasi-8
Specie	Topo
GenelD (Umano)	841
GenelD	12370
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-218 della Caspasi 8 di topo (NP_033942.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	O89110
Peso Proteico	55 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio