


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Caspase-8 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14790

Numero articolo: CM0016659



introduzione

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Caspase-8 per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA con reattività crociata verso umano, topo, ratto. Mira alla caspasi iniziale coinvolta nelle vie dell'apoptosi, piroptosi e necroptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Caspase-8 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	CAP4; MACH; MCH5; FLICE; ALPS2B; Casp-8; Caspase-8
Specie	Umano
GeneID (Umano)	841
GeneID	841
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 376-479 della Caspase 8 umana (NP_203519.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q14790
Peso Proteico	55kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio