

Anticorpo Policlonale Anti-Caspasi-9 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P55211

Numero articolo: CM0019252



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-Caspasi-9 di alta qualità per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con campioni umani, di topo e di ratto; rileva una proteina di 46 kDa. Ideale per gli studi sull'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-Caspasi-9
Note/alias	MCH6; APAF3; APAF-3; PPP1R56; ICE-LAP6; Caspasi-9
Specie	Uomo
ID del gene (umano)	842
ID del gene	842
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 139-416 della Caspasi-9 (NP_001220.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P55211
Peso della proteina	46 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante