


Anticorpo Policlonale Anti-Caspase-9 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P55211

Numero articolo: CM0013241



introduzione

L'anticorpo policlonale (pAb) di coniglio anti-Caspase-9 è validato per Western blot, immunohistochemistry, immunofluorescence e ELISA. Riconosce la caspasi-9 umana, murina e rat, rendendolo uno strumento prezioso per gli studi sull'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Caspase-9 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	MCH6, APAF3, APAF-3, PPP1R56, ICE-LAP6, Caspase-9
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	842
ID Gene	842
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 139-416 della Caspase-9 (NP_001220.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Rat
SWISS	P55211
Peso Proteico	46kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio