

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Caspr1 Per Wb Ed Elisa - P78357

Numero articolo: CM0011302

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Caspr1 di alta qualità per WB ed ELISA, mirato a CNTNAP1 umano. Validato per lo studio delle giunzioni paranodali e della mielinizzazione nel tessuto cerebrale. 156 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb di coniglio Caspr1
Osservazioni/Alias	CHN3; P190; CASPR; NRXN4; CNTNAP; Caspr1
Specie	Umano
GenelD (Umano)	8506
GenelD	8506
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 700-800 di Caspr1 umano (P78357).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P78357
Peso Proteico	156kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio