


Anticorpo Monoclonale Anti-Caspr2/Cntnap2 Per Wb, Elisa - Q9Uhc6

Numero articolo: CM0002500



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Caspr2/CNTNAP2 di alta qualità convalidato per WB ed ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Ideale per lo studio dell'organizzazione delle giunzioni asso-gliali e delle malattie neurologiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Caspr2/CNTNAP2 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	CDFE; NRXN4; AUTS15; CASPR2; PTHSL1; Caspr2/CNTNAP2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	26047
GeneID	26047
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1232-1331 di Caspr2/CNTNAP2 umano (Q9UHC6)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9UHC6
Peso Proteico	148kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio