

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Casq2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O14958

Numero articolo: CM0020101



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CASQ2 umano (calsequestrina-2), validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Ideale per studi sull'accoppiamento eccitazione-contrazione cardiaco e sulla segnalazione del calcio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CASQ2 pAb di coniglio
Note/alias	PDIB2; CASQ2
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	845
GeneID	845
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-399 della CASQ2 umana (NP_001223.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	O14958
Peso della proteina	46 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante