

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Contro Casr (Recettore Che Sensa Il Calcio Extracellulare) Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P41180

Numero articolo: CM0007936



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CaSR validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA; reagisce con uomo, topo, ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione del calcio e sull'omeostasi. UniProt P41180.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	CaSR Rabbit mAb
Annotazioni / Alias	CAR; FHH; FIH; HHC; EIG8; HHC1; NSHPT; PCAR1; hCasR; GPRC2A; HYPOC1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	846
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 211-310 della CaSR umana (NP_000379.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P41180
Peso proteico	121 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio