

Anticorpo Policlonale Anti-Casr Per Wb, Ihc-P, Elisa - P41180

Numero articolo: CM0018461



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-CASR (PAb) validato per WB, IHC-P, ELISA. Rileva il CASR umano, murino e di ratto. Target: CASR umano (P41180). Adatto per la ricerca sull'omeostasi del calcio, sui reni e sulle paratiroidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CASR pAb di coniglio
Note/alias	CAR; FHH; FIH; HHC; EIG8; HHC1; NSHPT; PCAR1; hCasR; GPRC2A; HYPOC1; CASR
Specie	Umano
GeneID (umano)	846
GeneID	846
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 180-536 del CASR umano (NP_000379.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P41180
Peso della proteina	121 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante