

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cast Per Wb, Ihc-P, Elisa - P20810

Numero articolo: CM0023328

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la CAST (Calpastatina) umana per applicazioni Western blot, IHC-P ed ELISA. Immunogeno ricombinante, reattività validata con campioni umani. Supporta la ricerca sull'inibizione della calpaina e sulle proteine muscolari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CAST Rabbit pAb
Note/Alias	BS-17; PLACK; CAST
Specie	Umana
GeneID (Umano)	831
GeneID	831
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-350 della CAST umana (NP_001177371.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P20810
Peso proteico	77kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio