


Anticorpo Policlonale Anti-Catalasi Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04040

Numero articolo: CM0017375



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità targeting la catalasi umana (CAT), validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce con uomo, topo e ratto. L'anticorpo è prodotto in coniglio e spedito su ghiaccio. Adatto per ricerche su stress ossidativo e perossisomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Catalasi Rabbit pAb
Note/Alias	CAT; catalasi; MGC138422; MGC138424; Catalase
Specie	Umana
GeneID (umano)	847
GeneID	847
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-225 della catalasi umana (NP_001743.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P04040
Peso proteico	60kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio