


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Catalasi Per Wb E Elisa - P04040

Numero articolo: CM0013189



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro Catalasi (CAT), validato per WB e ELISA in campioni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca sullo stress ossidativo e sulla proliferazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	Catalasi Coniglio pAb
Note/Alias	CAT; catalase; MGC138422; MGC138424; Catalase
Specie	Umano
GeneID (umano)	847
GeneID	847
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-225 della Catalasi umana (NP_001743.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P04040
Peso proteico	60kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio