

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Catenina Alfa-2 (Ctnna2) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P26232

Numero articolo: CM0014855



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-Catenina alfa-2 (CTNNA2), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA in organismi umani, di topo e di ratto. Riconosce gli amminoacidi 167-290. Per studi sull'adesione e lo sviluppo neuronale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CTNNA2 Rabbit pAb
Note/Alias	CAPR; CTNR; CAP-R; CT114; CDCBM9; CTNNA2
Specie	Umana
GeneID (umano)	1496
GeneID	1496
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 167-290 di CTNNA2 umano (NP_001269526.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P26232
Peso della proteina	105 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante