


Anticorpo Monoclonale Anti-Catepsina B Per Wb, If/Icc, Elisa - P07858

Numero articolo: CM0004883



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio specifico per la Catepsina B umana (CTSB, APPS), validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Rileva la tiol proteasi di ~38 kDa coinvolta nel ricambio proteico, nell'invasione tumorale e nella degradazione lisosomiale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di coniglio anti-Catepsina B
Note/Alias	KWE; APPS; CPSB; RECEUP; Catepsina B
Specie	Umana
GeneID (Umano)	1508
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 8-339 della Catepsina B umana.
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	P07858
Peso Proteico	38 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio