


Anticorpo Policlonale Anti-Catepsina B Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P07858

Numero articolo: CM0012877



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la Catepsina B umana, adatto per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla biologia delle proteasi e sulla metastasi tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Cathepsin B Rabbit pAb
Note/alias	KWE; APPS; CPSB; RECEUP; Cathepsin B
Specie	Umano
GeneID (umano)	1508
GeneID	1508
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-339 della Catepsina B umana (NP_001899.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P07858
Peso della proteina	38 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante