


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Catepsina B Per Wb, Ihc-P, Elisa - P07858

Numero articolo: CM0003780



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Catepsina B (P07858) per WB, IHC-P, ELISA. Rileva la Catepsina B umana, una proteasi lisosomiale associata all'invasione tumorale e al ricambio proteico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio per Catepsina B
Osservazioni/Alias	KWE; APPS; CPSB; RECEUP; Catepsina B
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1508
GeneID	1508
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-156 della Catepsina B umana (P07858).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano
SWISS	P07858
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio