


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Catepsina D Per Wb, Elisa - P07339

Numero articolo: CM0015747



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la Catepsina D umana, adatto per WB ed ELISA. Rileva la Catepsina D umana e di topo. Rilevante per la ricerca sulla degradazione proteica, la malattia di Alzheimer e il cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Anti-Catepsina D
Note/Alias	CPSD; CLN10; HEL-S-130P; Catepsina D
Specie	Umana
GeneID (umano)	1509
GeneID	1509
Immunogeno	Proteina ricombinante - Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 65-412 della Catepsina D umana (NP_001900.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo
SWISS	P07339
Peso Proteico	45kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio