


Anticorpo Monoclonale Anti-Cathepsin E (Ctse) Per Wb, Elisa - P14091

Numero articolo: CM0006663



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro la Cathepsin E umana (CTSE), validato per WB ed ELISA. Reagisce incrociatamente con umano, topo, ratto. Adatto per ricerche sulla funzione immunitaria e sulla presentazione degli antigeni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Cathepsin E (CTSE) mAb di Coniglio
Note/Alias	CATE; Cathepsin E (CTSE)
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	1510
Gene ID	1510
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 132-244 della Cathepsin E umana (CTSE) (NP_001901.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P14091
Peso Proteico	43 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio