

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Catepsina G Per Wb, Elisa - P08311

Numero articolo: CM0003693



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la Catepsina G umana, validato per Western Blot (WB) ed ELISA. Riconosce la proteasi da 29 kDa coinvolta nell'attività antimicrobica e nell'attivazione delle cellule immunitarie. Progettato per la ricerca in immunologia e malattie infettive.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-Catepsina G
Note/Alias	CG; CATG; Catepsina G
Specie	Umana
ID gene (umano)	1511
ID gene	1511
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 156-255 della Catepsina G umana (NP_001902.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P08311
Peso proteico	29 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio