

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cathepsin G Per Wb, Ihc-P, Elisa - P08311

Numero articolo: CM0014155



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-cathepsin G di alta qualità convalidato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per studiare le funzioni delle proteasi seriniche nell'infiammazione, nell'infezione e nell'immunità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Cathepsin G Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CG; CATG; Cathepsin G
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1511
GeneID	1511
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 75-190 della Cathepsin G umana (NP_001902.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P08311
Peso proteico	29kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio