

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Catepsina H Per Wb, Elisa - P09668

Numero articolo: CM0007093



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità mirato alla pro-catepsina H umana (UniProt P09668), validato per WB ed ELISA con reattività crociata al topo. Ideale per studiare la degradazione proteica lisosomiale e la funzione delle cistein proteasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb di coniglio anti-Catepsina H
Note/Alias	ACC4; ACC5; CPSB; ACC-4; ACC-5; Catepsina H
Specie	Umano
ID Gene	1512
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 150-250 della Catepsina H umana (NP_004381.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	P09668
Peso Proteico	37kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio