

Anticorpo Policlonale Anti-Catepsina K (Ctsk) Per Wb E Elisa - P43235

Numero articolo: CM0020961



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CTSK (Catepsina K) umana, validato per WB e ELISA. Reagisce con esseri umani e topo. Bersaglia una proteasi tiolica coinvolta nel riassorbimento osseo e nella degradazione della matrice. Ideale per la ricerca sugli osteoclasti e il rimodellamento osseo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CTSK Rabbit pAb
Annotazioni/Alternative name	CTSO; PKND; PYCD; CTS02; CTS01; CTS02; CTSK
Specie	Umana
GeneID (Umana)	1513
GeneID	1513
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 115-329 della CTSK umana (NP_000387.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana, Topo
SWISS	P43235
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio