

Anticorpo Monoclonale Anti-Catepsina L Per Wb, Ihc-P, Elisa - P07711

Numero articolo: CM0006462



introduzione

mAb di coniglio anti-Catepsina L per WB, IHC-P, ELISA. Riconosce la Catepsina L umana (38 kDa). Importante proteasi tiolica nei lisosomi, nell'elaborazione dell'antigene e nell'ingresso virale. Solo per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-Catepsina L
Note/Alias	MEP; CATL; CTSLL1; Catepsina L
Specie	Umano
GeneID	1514
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-200 della Catepsina L umana (NP_001903.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P07711
Peso della proteina	38 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante