

Anticorpo Policlonale Anti-Catepsina L/V/K/H Per Wb, Elisa - P07711

Numero articolo: CM0018559



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Catepsina L/V/K/H umana, validato per WB ed ELISA. Reagisce con umano e ratto. Adatto per studiare la degradazione lisosomiale, l'elaborazione degli antigeni e i meccanismi di ingresso dei coronavirus.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Catepsina L/V/K/H Coniglio pAb
Note/Alias	MEP; CATL; CTSL1; Catepsina L/V/K/H
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1514
ID Gene	1514
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	P07711
Peso Proteico	38kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio