

Anticorpo Policlonale Anti-Catepsina L/V/K/H Per Wb, If/Icc, Elisa - P07711

Numero articolo: CM0016372



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Catepsina L/V/K/H umana, validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Adatto per studi sulla proteolisi lisosomiale, l'ingresso virale e la differenziazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-Catepsina L/V/K/H
Note/Alias	MEP; CATL; CTSL1; Catepsina L/V/K/H
Specie	Umano
GeneID (umano)	1514
GeneID	1514
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 114-333 della Catepsina L/V/K/H umana (NP_001903.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P07711
Peso della proteina	38 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante