

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Catecatina L/V/K/H Per Wb, Ihc-P, Elisa - P07711/O60911/P43235/P09668

Numero articolo: CM0008338



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che targeting la catecatina L/V/K/H, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Cross-reagisce con umano, topo e ratto. Rileva una banda a ~38 kDa. Proteasi cisteinica lisosomiale coinvolta nella degradazione delle proteine e nel processamento degli antigeni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Catecatina L/V/K/H Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	MEP; CATL; CTS1; Catecatina L/V/K/H
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	1514
Gene ID	1514/1515/1513/1512
Immunogeno	Peptide Sintetico - Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 50-150 della catecatina L/V/K/H umana (P07711).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P07711/O60911/P43235/P09668
Peso Proteico	38kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio