


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Catepsina S Per Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - O70370

Numero articolo: CM0028525



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio Anti-Catepsina S validato per WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA in topo e ratto. La Catepsina S è una proteasi lisosomiale coinvolta nella presentazione dell'antigene di classe II del MHC e nella segnalazione del prurito. Ideale per la ricerca IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio Anti-Catepsina S
Osservazioni/Alias	Cats
Specie	Topo
GeneID (umano)	1520
GeneID	13040
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-340 della Catepsina S di topo (NP_067256.4)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	O70370
Peso Proteico	38 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio