


Anticorpo Policlonale Anti-M6Pr Indipendente Da Cationi (Igf2R) Per Wb, If/Icc, Elisa - P11717

Numero articolo: CM0018199



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la M6PR indipendente da cationi (IGF2R, CD222) umana. Validato per WB, IF/ICC e ELISA, presenta reattività in campioni umani, di topo e ratto. Adatto per ricerche sul traffico lisosomiale e la segnalazione IGF.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	M6PR indipendente da cationi (IGF2R) Rabbit pAb
Annotazioni/alias	MPR1; MPRI; CD222; CIMPR; M6P-R; MPR300; CI-M6PR; MPR 300; M6P/IGF2R; Cation-independent M6PR (IGF2R)
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	3482
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 2327-2491 della M6PR indipendente da cationi (IGF2R) umana (NP_000867.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P11717
Peso proteico	274kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio