


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cation-Independent M6Pr (Igf2R) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P11717

Numero articolo: CM0002801



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio che si lega al Cation-independent M6PR (IGF2R) umano. Validato per applicazioni WB, IHC-P, ELISA con reattività crociata per umano e ratto. Adatto per la ricerca sul traffico lisosomiale e sulla segnalazione IGF2.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Cation-independent M6PR (IGF2R) Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	MPR1; MPRI; CD222; CIMPR; M6P-R; MPR300; CI-M6PR; MPR 300; M6P/IGF2R; Cation-independent M6PR (IGF2R)
Specie	Umano
GenelD (Umano)	3482
GenelD	3482
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 2140-2300 del Cation-independent M6PR (IGF2R) umano (NP_000867.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Ratto
SWISS	P11717
Peso proteico	274kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio