


Polymab® Rabbithio Anti-M6Pr Indipendente Dal Catione (Igf2R) Per Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P11717

Numero articolo: CM0006334



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante rabbitio anti-M6PR indipendente dal catione (IGF2R) di alta qualità, validato per WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Ideale per studi sul trafficking lisosomiale e la segnalazione di IGF2.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PolymAb® rabbitio anti-M6PR indipendente dal catione (IGF2R)
Note / Alias	MPR1; MPRI; CD222; CIMPR; M6P-R; MPR300; CI-M6PR; MPR 300; M6P/IGF2R
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	3482
GeneID	3482
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 2140-2300 della M6PR indipendente dal catione (IGF2R) umana (NP_000867.3)
Origine	Rabbitio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P11717
Peso proteico	274 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio